

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

WATERDENT - это профессиональный уход в домашних условиях.

В составе жидкостей для ирригатора WATERDENT содержатся минеральные и витаминные комплексы, которые ухаживают за зубами и деснами, укрепляют их, освежают дыхание и сохраняют белизну зубов. Жидкости идеально подходят для ежедневного очищения межзубных пространств, зубодесневых карманов, брекет-систем, имплантов и зубных протезов, а также могут быть использованы в качестве ежедневного ополаскивателя - концентрата.



Основной активный компонент жидкостей для ирригатора - Бишофит.

Бишофит (bishofit) – соль Древнего моря, содержащая комплекс минералов: кальций, натрий, калий и другие соединения, оказывает укрепляющее действие на ткани пародонта.

Подземные залежи бишофита открыты в Прикаспийской впадине. Бишофит представляет собой кристаллы или насыщенный рассол бромидов и хлоридов магния, обогащенный природными микроэлементами, и по своему составу намного превосходит известные аналоги: морскую соль и соль Мертвого моря.



ПОДХОДИТ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА



КОНЦЕНТРАТ
1:5



ПОДХОДИТ
ДЛЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМ

*Допускается использование концентрата в пропорции до 1:10, в зависимости от вкусовых ощущений

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ИРРИГАТОРА

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

Профилактика воспалений. Сокращает кариеогенные бактерии Streptococcus mutans, уменьшает образование налета.

- Бишофит
- Хлоргексидин - 0,05%
- Ксилитол



ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА



КОМПЛЕКС МИНЕРАЛОВ

Обладает укрепляющими и антисептическими свойствами. Защищает от кариеса. Улучшает обменные процессы в полости рта.

- Бишофит
- Экстракт ламинарии
- Натрия фторид
- Биосол

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА



ФИТОКОМПЛЕКС

Оказывает успокаивающее и восстанавливающее действие. Снижает количество бактерий, вызывающих воспаление.

- Бишофит
- Экстракт ромашки
- Экстракт шалфея
- Экстракт зверобоя
- Биосол



ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА



ФИТОКОМПЛЕКС СО ФТОРОМ

Предотвращает воспалительные процессы, оказывает успокаивающее действие. Снижает количество бактерий, вызывающих воспаление.

- Бишофит
- Экстракт липы
- Экстракт зверобоя, ромашки
- Натрия фторид
- Биосол



ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА



АКТИВ

Предотвращает образование зубного камня и бляшек. Защищает от кариеса. Оказывает смягчающее действие, способствует профилактике гингивита.

- Бишофит
- Лактат цинка
- Цетилпиридиния хлорид
- Бисаболол
- Аллантоин



ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА



УВЛАЖНЯЮЩАЯ

Помогает бороться с ощущением сухости во рту, уменьшает воспаления слизистой полости рта, восстанавливает поврежденную десневую ткань.

- Гиалуроновая кислота
- Экстракт пиона
- Пантенол
- Бетаин



ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА



ОТБЕЛИВАЮЩАЯ

Способствует отбеливанию зубов, подавляет рост микроорганизмов, приводящих к возникновению зубного налета, снижает рост кариеогенных бактерий.

- Ксилитол
- Бишофит
- Лизоцим
- Биосол



ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА



АНТИ-КАРИЕС

Подавляет рост бактерий, вызывающих кариес, предупреждает воспалительные процессы в полости рта. Использование разрешается начиная с 7 лет.

- Ксилитол
- Аллантоин
- Биосол
- Комплекс экстрактов

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА



ХЛОРГЕКСИДИН

Оказывает мощное антимикробное действие. Предотвращает развитие бактерий. Препятствует образованию налета.

- Хлоргексидин 0,05 %
- Масло перечной мяты



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕНКИ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

ПЕНКА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ

Оказывает мощное бактерицидное действие. Предотвращает воспаления тканей пародонта и кровоточивость десен.

- Поливинилпирролидон
- Биосол
- Экстракт ромашки
- Экстракт шалфея
- Экстракт алоэ вера



СПРЕЙ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ

Сухость во рту - частая проблема людей, страдающих сахарным диабетом. Спрей помогает бороться с ощущением сухости во рту, уменьшает воспаления слизистой полости рта, восстанавливает поврежденную десневую ткань.

- Гиалуроновая кислота
- Экстракт пиона
- Пантенол
- Бетаин

Продукция Waterdent сертифицирована и соответствует требованиям таможенного союза. Разработана при участии стоматологов.

WWW.WATERDENT.COM



ИРРИГАТОР WATERDENT SMART FLOSSER V300



УДАЛЯЕТ
ОСТАТКИ ЕДЫ



ПРОФИЛАКТИКА
ГИНГИВИТА



ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ БРЕКЕТОВ

Ирригатор идеально очищает межзубные пространства, брекет-системы, зубодесневые карманы, импланты, зубные протезы и удаляет до 99,9%** зубного налета. Прибор поможет сохранить здоровье полости рта и предотвратить размножение бактерий. Ирригатор может быть заправлен обычной водой, однако наибольшая эффективность достигается при использовании ирригатора совместно со специальными жидкостями WATERDENT.



Мощный современный аккумулятор работает до месяца без подзарядки



3 режима комфортной процедуры



В комплект входит сетевой адаптер - можно зарядить в любом месте



Таймер автоматического выключения 2 минуты



Удобный способ наполнения водой



Частота пульсации до 1800 импульсов в минуту при давлении струи в 690 кПа



Объем резервуара 300 ml



2 насадки в наборе - комфортно для двух пользователей



Удобный Travel case для путешествий в наборе



Низкий уровень шума


** Согласно исследованиям Южно-Калифорнийского университета www.usc.edu

Удалить Водяной Знак



WATER DENT

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



ИРРИГАТОР, ЖИДКОСТИ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА
И ДРУГИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА